

Gebrauchtgerät

## Narkosegerät AESPIRE von GE / Datex-Ohmeda



Funktionsprüfung und STK durchgeführt

2-Gas-Gerät: O<sub>2</sub> und Air

Integrierte Notstromversorgung 10 bis 30 Minuten

Vapor Interlock System  
Datex-Ohmeda

Ventilation:  
Pressure Control Mode (PCV),  
Volume Controlled Ventilation (VCV)

Tidalvolumen  
45 – 1500 ml (IPPV)

Frequenz  
4 – 65 Min. / bpm

Aespire Front



7100 Bildschirm mit Spirometrie



Aespire Kopfteil

- Absaugung mit Ejektor
- Optional mit Vapor